



Calzado destinado al cuidado

de patologías del pie




Biocompatible

Testado por la norma homologada ISO 10993, garantizando una perfecta compatibilidad cutánea.



Libre de agentes químicos perjudiciales

Tejido Certificado OEKO-Tex Standard 100 según normativa REACH.



Bacteriostático

Impide la reproducción bacteriana, disminuyendo olores y el riesgo de alergias.



Sobre nosotros

Celia Ruiz Calzados es una empresa familiar con más de 30 años de historia y experiencia en la fabricación de calzado vulcanizado. La incorporación de la segunda generación asegura continuar la evolución de la empresa.

Nuestra empresa está ubicada en Elche, una ciudad con un gran tejido industrial, dedicado a la fabricación de calzado de calidad. Fabricamos y distribuimos con la marca CELIA RUIZ en varios países europeos. Gracias a nuestro excelente servicio y la alta calidad de nuestros productos, fabricamos también para otras marcas líderes en el sector de los productos sanitarios.

La calidad del calzado, la innovación en la incorporación de nuevos materiales y el diseño, son nuestras señas de identidad. Nuestros valores son el compromiso y la responsabilidad, para conseguir el bienestar y la satisfacción de los clientes.

El contar con un experimentado equipo facilitó la obtención de la licencia de la AEMPS para el diseño y fabricación de calzado destinado al cuidado de patologías del pie, un producto sanitario de Clase I de acuerdo con el Reglamento Europeo 2017/745 de productos sanitarios.

El compromiso de nuestra empresa con la calidad nos llevó a obtener el certificado ISO 13485:2018 para la fabricación de producto sanitario.

Innovación

Para nuestra colección actual de calzado, utilizamos tejidos innovadores seleccionados por sus características y funcionalidad, como el forro de COOLMAX® /Carbón.

Las fibras de poliéster COOLMAX® son conocidas por su alta transpirabilidad debido a su diseño de fibra hueca y los canales de aireación, lo que ayuda a liberar la humedad de manera rápida y eficiente.

Al combinar las fibras COOLMAX® con las fibras de Carbón, hemos innovado un tejido único con la capacidad de crear un ambiente seco y aireado mientras se mantiene la frescura.

El forro contribuye a mantener la higiene, ya que tiene capacidad bacteriostática, impidiendo la reproducción bacteriana, disminuyendo olores y el riesgo de alergias.

Este tejido está libre de agentes químicos perjudiciales, cuenta con un certificado OEKO-Tex Estándar 100 según normativa REACH.

Aseguramos la biocompatibilidad del forro, mediante el ensayo realizado por la norma homologada ISO 10993, cumpliendo el Reglamento Europeo 2017/745 de productos sanitarios.

Nuestro calzado ha superado con éxito los ensayos químicos como mecánicos en laboratorios acreditados para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad.

New Diane Mujer 35-42



Descripción del producto:

New Diane® Diseñado para personas con diversos problemas de funcionalidad en los dedos, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes patologías:

Enfermedades sistémicas crónicas:

- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
- Enfermedades reumáticas: artrosis, artritis.
- Enfermedades óseas: osteoporosis, infecciones óseas.
- Pies muy anchos, con problemas de calce en el antepié.
- Empeines pronunciados.
- Deformaciones digitales:
 - Dedos en garra, dedos en martillo.
 - Hallux valgus,
 - Quintus varus.
 - Dedos Supraductus o Infraductus.
- Vendajes gruesos.
- Pre-dislocaciones o dislocaciones metatarsofalángicas.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745. Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Marino



Beige



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos



Orthoce Mujer 35-42



Descripción del producto:

Orthoce® Específicamente diseñado para personas con problemas de ancho de antepié, que requieren una forma sencilla de calzar.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes patologías:

Enfermedades sistémicas crónicas:

- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
- Enfermedades reumáticas: artrosis, artritis.
- Enfermedades óseas: osteoporosis, infecciones óseas.
- Pies muy anchos, con problemas de calce en el antepié.
- Empeines pronunciados.
- Deformaciones digitales.
 - Dedos en garra, dedos en martillo.
 - Hallux valgus.
 - Quintus varus.
 - Dedos Supraductus o Infraductus.
- Vendajes gruesos.
- Pre-dislocaciones o dislocaciones metatarsofalángicas.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



Beige

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos



203 Rejilla Mujer 35-42

CR
CELIARUIZ

Descripción del producto:

203® Diseñado con horma de señora, para personas que presentan diversos problemas de funcionalidad en los dedos, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto sanitario recomendado para las siguientes patologías:

- Deformaciones en antepié y dedos:
 - Dedos en garra, dedos en martillo.
 - Hallux abductus valgus.
 - Quintus varus (desviaciones de la apófisis del quinto metatarsiano).
 - Dislocaciones o pre-dislocaciones metatarsofalángicas.
 - Afecciones óseas del empeine como coaliciones dorsales.
 - Metatarsalgias.
- Circulación sanguínea dificultosa, que le produzca inflamaciones o edemas en la articulación tibioperonea.
- Afecciones dermatológicas como Helomas, IPK, infecciones bacterianas, víricas y fúngicas.
- Enfermedades reumáticas: artrosis, artritis.
- Vendajes en los dedos.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I - Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Marino



Beige



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos



Patricia Rejilla Mujer 35-42



Descripción del producto:

Patricia® Específicamente diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes patologías:

- Problemas de calce en el antepié (pies muy anchos).
- Deformaciones digitales:
 - Abducciones del primer dedo o quinto.
 - Dislocaciones y pre-dislocaciones.
- Enfermedades sistémicas crónicas con afectación en el pie:
 - Enfermedades circulatorias: edemas, inflamaciones.
 - Enfermedades dermatológicas: infecciones bacterianas, víricas y fúngicas.
 - Diabetes Mellitus Tipo I y II
 - Enfermedades reumáticas: artrosis, artritis.
 - Enfermedades neurológicas: neuropatías.
- Metatarsalgias plantares.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1. Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Marino



Beige



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Venus Mujer 35-42



Descripción del producto:

Venus® Diseñado para personas con diversos problemas de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para personas con alteraciones en los pies por enfermedades crónicas como:

- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
- Enfermedades reumáticas (artrosis, artritis).
- Enfermedades circulatorias (inflamaciones, edemas).
- Enfermedades óseas (pies muy anchos).
- Deformidades de los dedos en general (Hallux abductus valgus, Quintus varus...)

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745. Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



Burdeos



Sand Arlequin Mujer 36-43



Descripción del producto:

Sand Alerquín® Diseñado para personas con problemas de ancho de antepié, que requieren de un ancho especial y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes patologías sistémicas con repercusión en las extremidades inferiores:

- Diabetes Mellitus Tipo I y II (se precisa de una mayor higiene y los tejidos hipoalergénicos le proporcionan dicha característica).
- Enfermedades circulatorias (aparición de heridas, úlceras...)
- Deformaciones en antepié y dedos.
- Enfermedades reumáticas (horma adecuada para el confort).
- Deformidades leves del antepié como son las desviaciones de la apófisis del quinto metatarsiano.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



Marino



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos



Wallaby Rejilla Unisex 36-48



Descripción del producto:

Wallaby® Específicamente diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para *Enfermedades Sistémicas Crónicas* con repercusión en el pie:

- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II:
 - Síndrome de Charchot Marie Tooht.
 - Ulceras.
 - Neuropatías.
 - Heridas.
- Enfermedades óseas:
 - Osteoporosis.
 - Empeines pronunciados. (*Coaliciones óseas*).
 - Pies muy anchos.
 - Deformidades en los dedos: *garra, martillo, Hallux valgus, Quintus varus*.
 - Metatarsalgia.
 - Talalgias.
- Enfermedades dermatológicas:
 - Infecciones bacterianas, víricas y fúngicas.
 - Afecciones en uñas:
 - Onicomiosis.
 - Atrofias ungueales.
 - Hematomas ungueales.
 - Osteofitos ungueales.
 - Onicodistrofias ungueales.
 - Anoniquia.
 - Leuconiquia.
 - Paroniquia.
- Enfermedades reumáticas: *artrosis, artritis*.
- Complicaciones postoperatorias: *edemas*.
- Vendajes.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Wallaby Diabetic Unisex 36-48



Descripción del producto:

Wallaby® Diseñado con horma unisex, para personas con problemas de ulceraciones o isquemias, que requieren de un ancho especial y un material que les proporcione un mayor calce y confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto sanitario recomendado para personas con Diabetes Mellitus Tipo I y II, por sus propiedades bacteriostáticas, sus anchos especiales, el fácil calce y sus forros técnicos.

- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II, esta enfermedad puede cursar con:

- Síndrome de Charcot Marie Tooht.
- Ulceras en todas las zonas de los pies.
- Neuropatías.
- Vasculitis.
- Deformidades en el empeine.
- Deformidades en los dedos.
- Afecciones en uñas.
- Síndrome de Metatarsalgias y Talalgias.
- Problemas de anchos generalizados.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Wallaby Especial Unisex 36-48



Descripción del producto:

Wallaby® Específicamente diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para *Enfermedades Sistémicas Crónicas* con repercusión en el pie:

- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II:
 - Síndrome de Charcot Marie Tooht.
 - Ulceras.
 - Neuropatías.
 - Heridas.
- Enfermedades óseas:
 - Osteoporosis.
 - Empeines pronunciados, (*Coaliciones óseas*)
 - Pies muy anchos.
 - Deformidades en los dedos: garra, martillo, *Hallux valgus*, *Quintus varus*
 - Metatarsalgia.
 - Talalgias.
- Enfermedades dermatológicas
 - Infecciones bacterianas, víricas y fúngicas.
 - Afecciones en uñas:
 - Onicocriptosis.
 - Onicomicosis.
 - Atrofias ungueales.
 - Hematomas ungueales.
 - Osteofitos ungueales.
 - Onicodistrofias ungueales.
 - Anoniquia.
 - Leuconiquia.
 - Paroniquia.
- Enfermedades reumáticas: *artrosis, artritis.*
- Complicaciones postoperatorias: *edemas.*
- Vendajes.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Adonis Unisex 36-48

Descripción del producto:

Adonis® Específicamente diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario recomendado para:

- Personas geriátricas para la prevención en la estabilidad de la marcha.
- Enfermedades crónicas con repercusión en los pies:
 - Enfermedades reumáticas. (*Aparición de edemas...*).
 - Enfermedades circulatorias. (*Mala circulación sanguínea*).
 - Enfermedades óseas. (*Artrosis. osteoporosis...*).
 - Enfermedades neurológicas. (*Parkinson, neuropatías...*).
 - Enfermedades dermatológicas. (*Infecciones por bacterias, virus u hongos*).
- Diabetes Mellitus tipo I y II (*Ulceraciones, heridas*).

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



Marino



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Zephir Unisex 36-48



Descripción del producto:

Zephir® Específicamente diseñado para personas con problemas de ancho de antepié, que requieren una forma sencilla de calzar.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes patologías:

- Problemas de calce en el antepié (*pies muy anchos*).
- Deformaciones digitales:
 - Abducciones del primer o quinto dedo.
 - Dislocaciones y pre-dislocaciones.
- Enfermedades sistémicas crónicas con afectación en el pie:
 - Enfermedades circulatorias: *edemas, inflamaciones*.
 - Enfermedades dermatológicas: *infecciones bacterianas, víricas y fúngicas*.
 - Diabetes Mellitus Tipo I y II
 - Enfermedades Reumáticas: *artrosis, artritis*.
 - Enfermedades Neurológicas: *neuropatías*
- Metatarsalgias plantares.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745. Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



Marino



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Franky Unisex 36-48



Descripción del producto:

Franky® Diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, indicado para las siguientes patologías:

- **Deformidades en los dedos:**
 - Dedos en garra o martillo (*grado III*).
 - Dedos supraductus/ infraductus y clinodactilias.
 - Hallux abductus valgus (*grados III y IV*).
 - Quintus varus (*grados III y IV*).
- **Deformidades en el antepié:**
 - Coalición escafo-cuboidea y coalición calcáneo-escafoidea,
 - Hallazgos óseos con deformidades en el antepié.
 - Presencia de osteofitos en las articulaciones.
 - Edemas o quistes subcondrales en algún hueso del pie.
- **Enfermedades sistémicas crónicas con repercusión en el pie:**
 - Enfermedades neurológicas. (*Parkinson*).
 - Enfermedades dermatológicas. (*Infecciones bacterianas, víricas o fúngicas*).
 - Enfermedades circulatorias.
 - Enfermedades reumáticas. (*Artritis, artrosis*).
 - Enfermedades óseas. (*Traumatismos, inflamaciones, edemas*).

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Marino



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos



Ortho Unisex 36-48

CR
CELIARUIZ

Descripción del producto:

Ortho® Específicamente diseñado para personas con problemas de ancho de antepié, que requieren una forma sencilla de calzar.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes patologías:

- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
- Enfermedades reumáticas: *artrosis, artritis*.
- Enfermedades óseas: *osteoporosis, infecciones óseas*.
- Pies muy anchos, con problemas de calce en el antepié.
- Empeines pronunciados.
- Deformaciones digitales
 - Dedos en garra, dedos en martillo.
 - Hallux valgus.
 - Quintus varus.
 - Dedos Supraductus o Infraductus.
- Vendajes gruesos.
- Pre-dislocaciones o dislocaciones metatarsofalángicas.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745. Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



Marino



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos



Helios Unisex 36-48



Descripción del producto:

Helios® Específicamente diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de una estabilidad, ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario recomendado para personas geriátricas por sus propiedades bacteriostáticas y sus anchos especiales, pudiendo acompañarse en las patologías:

- Enfermedades neurológicas. (*Parkinson, neuropatías*).
- Enfermedades dermatológicas. (*Infecciones bacterianas, víricas y fúngicas*).
- Enfermedades que cursen con inflamación/edema en el pie.
- Enfermedades reumáticas. (*Pie reumático, artrítico*).
- Enfermedades sistémicas con problemas circulatorios.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745. Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Dan Unisex 36-48



Descripción del producto:

Dan® Diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes Patologías:

- **Enfermedades ungueales:**
 - Onicomycosis.
 - Onicocriptosis.
 - Atrofias ungueales.
 - Distrofias unguelaes.
 - Cirugías ungueales.
 - Prolinencias óseas subungueales
- **Deformaciones de los dedos:**
 - Hallux abductus valgus (*grados menores*).
 - Quintus varus.
 - Dedos Infraductus o Supraductus.
 - Dedos en martillo y garra.
 - Síndrome de predislocación de la articulación metatarsosfalángica.
- **Deformaciones en el antepié:**
 - Coaliciones tarsales (*cuñas, navicular o cuboides*).
 - Problemas en el primer radio.
 - Huesos supranumerarios.
 - Calcificaciones óseas.
- **Afecciones sistémicas crónicas:**
 - Diabetes Mellitus Tipo I y II.
 - Enfermedades reumatoides u óseas.
 - Enfermedades dermatológicas (*infecciones bacterianas, fúngicas o víricas*).
- **Enfermedades Circulatorias.**

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Dani Unisex 36-48



Descripción del producto:

Dani® Diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort. En la zona media, en el recorrido del *primer radio*, se ha establecido un tejido de licra para una mayor adaptación a síndromes y enfermedades en dicha localización tales como el *Hallux abductus valgus*.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, indicado para las siguientes patologías:

- Enfermedades ungueales:
 - Onicomycosis.
 - Onicocriptosis.
 - Atrofias ungueales.
 - Distrofias ungueales.
 - Cirugías ungueales.
 - Prolinencias óseas subungueales
- Deformaciones de los dedos:
 - Hallux abductus valgus (*grados mayores*).
 - Quintus varus (*grados mayores*).
 - Dedos Infraductus o Supraductus.
 - Dedos en martillo y en garra.
 - Síndrome de predislocación de la articulación metatarsofalángica.
- Deformaciones en el antepié:
 - Coaliciones tarsales (*cuñas, navicular o cuboides*).
 - Problemas en el *primer radio*.
 - Huesos supranumerarios.
 - Calcificaciones óseas.
- Afecciones sistémicas crónicas:
 - Diabetes Mellitus Tipo I y II.
 - Enfermedades reumatoides u óseas.
 - Enfermedades dermatológicas (*infecciones bacterianas, fúngicas o víricas*).
 - Enfermedades circulatorias.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Hank Unisex 36-48



Descripción del producto:

Hank® Diseñado con horma unisex, para personas con problemas diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, indicado para las siguientes patologías:

- Dedos en garra, en martillo, Supraductus o Infraductus, Hallux abductus valgus, Quintus aductus varus.
- Problemas ungueales en los dedos, como hipertrofias, onicocriptosis, Onicomycosis, etc.
- Problema de antepié como coaliciones tarsales, enfermedades del primer radio.
- Los tejidos técnicos y su diseño hacen que sea un calzado adaptado para enfermedades sistémicas, Diabetes Mellitus Tipo I y II, enfermedades reumatoides u óseas.
- Las propiedades antibacterianas hacen que sea un calzado adaptable a enfermedades dermatológicas.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1. Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Hanke Unisex 36-48

CR
CELIARUIZ

Descripción del producto:

Hanke® Diseñado con horma unisex para personas con problemas diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort. La zona del *primer radio* está protegida por el tejido de licra, ideado especialmente para soportar las presiones en dicha zona.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario recomendado para las siguientes patologías:

- Deformidades en los dedos:
 - Dedos en garra / martillo.
 - Supraductus o Infraductus.
 - Hallux abductus valgus en grados mayores.
 - Quintus aductus varus en grados mayores.
 - Problemas ungueales en los dedos: *hipertrofias, onicocriptosis, onicomycosis ...*
- Deformidades en el antepié como:
 - Coaliciones tarsales.
 - Enfermedades del *primer radio*.
- Los tejidos técnicos, su diseño y las propiedades bacteriostáticas hacen que sea un calzado adaptado para enfermedades sistémicas:
 - Diabetes Mellitus Tipo I y II.
 - Enfermedades reumatoides u óseas.
 - Enfermedades dermatológicas: infecciones bacterianas, víricas y fúngicas.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745. Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Descripción del producto:

Marc® Diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes patologías:

- Enfermedades sistémicas crónicas con:
 - Repercusión en la articulación tibioperonea: (*edemas, inflamaciones, infecciones bacterianas...*).
 - Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
 - Enfermedades reumáticas (*artrosis, artritis*).
 - Enfermedades circulatorias.
- Deformidades equino-varas, pies pronados, pies supinados.
- Traumatismos óseos o esguinces.
- Enfermedad de Haglund.
- Enfermedades dermatológicas (*infecciones bacterianas, víricas y fúngicas, Helomas, IPK*).
- Deformidades en los dedos:
 - Hallux valgus.
 - Quintus varus.
 - Dedos en garra o en martillo.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745. Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

CH31 Unisex 36-48



Descripción del producto:

CH31® Específicamente diseñado para personas con problemas de ulceraciones o Isquemias, que requieren de ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, indicado para las siguientes patologías:

- Enfermedades sistémicas crónicas con repercusión en la articulación tibioperonea: *(edemas, inflamaciones, infecciones bacterianas...)*.
- Deformidades equino-varas, pies pronados, pies supinados.
- Traumatismos óseos o esguinces.
- Patologías del retropié: *enfermedad de Haglund (lesiones sobre bursa retroaquilea) o problemas calcáneos como el espolón.*
- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II: *los tejidos bacteriostáticos son altamente recomendables en la mejora de la higiene del usuario.*
- Enfermedades reumáticas, que producen edemas en los pies.
- Enfermedades de la circulación sanguínea, que producen ulceraciones o heridas en los pies.
- Enfermedades neurológicas que producen dificultad en la marcha como el Parkinson.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Gary Unisex 36-48



Descripción del producto:

Gary® Específicamente diseñado para personas con problemas de funcionalidad en la marcha.
El calzado proporciona sujeción y estabilidad en la articulación tibioperonea.

Aplicación terapéutica:

Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes patologías:

- Enfermedades sistémicas crónicas con:
 - Repercusión en la articulación tibioperonea (*edemas, inflamaciones, infecciones bacterianas...*).
 - Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
 - Enfermedades reumáticas (*artrosis, artritis*).
 - Enfermedades circulatorias.
- Deformidades equino-varas, pies pronados, pies supinados.
- Traumatismos óseos o esguinces.
- Enfermedad de Haglund.
- Enfermedades dermatológicas (*infecciones bacterianas, víricas y fúngicas, Helomas, IPK*).
- Deformidades en los dedos:
 - Hallux valgus.
 - Quintus varus.
 - Dedos en garra o martillo.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745. Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Icare Unisex 36-48



Descripción del producto:

Icare® Específicamente diseñado para personas con problemas de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:

Este calzado un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes patologías:

- Enfermedades sistémicas crónicas con repercusión en la articulación tibioperonea (*edemas, inflamaciones, vascularización dificultosa, problemas isquémicos en el miembro inferior...*).
- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
- Enfermedades reumáticas (*artrosis, artritis*).
- Enfermedades óseas (*osteoporosis*).
- Enfermedades dermatológicas (*infecciones bacterianas, víricas o fúngicas*).

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745. Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).



Negro



*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos

Índice de hormas



HORMAS MUJER								
TALLAS	35	36	37	38	39	40	41	42
(a) (Medida mm)	222	228	235	241	248	254	261	267
(b)	79	81	83	85	87	89	91	93
(c)	58,5	60	61,5	63	64,5	66	67,5	69
(d)	54	55	57	59	61	67	70	74
(e)	215	220	225	230	235	240	245	250
(f)	245	250	255	260	265	270	275	280
(g)	240	245	245	250	255	260	265	270

MODELOS DE MUJER	
New diane	
Orthoce	
203 rejilla	
Patricia rejilla	
Venus	

HORMAS UNISEX													
TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
(a) (Medida mm)	240	247	253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	320
(b)	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113	113
(c)	60,5	62	63,5	65	66,5	68	69,5	71	72,5	74	75,5	77	79
(d)	70	72	75	78	80	83	86	91	94	96	96	97	98
(e)	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	265	270
(f)	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	315	320
(g)	245	245	250	255	260	265	270	275	280	280	285	290	295

MODELOS UNISEX	
Sand arlequin (solo 36-43)	
Wallaby rejilla	
Wallaby diabetic	
Wallaby special	
Adonis	
Zephir	
Franky	
Ortho	
Helios	
Dan	

Dani
Hank
Hanke
Marc
Ch31
Gary
Icare



Notas

Notas



A series of horizontal lines for writing notes.



CELIA RUIZ CALZADOS, S.L.

C/ Ciudadela 18

Tel. 965 44 82 45

03206 ELCHE · Alicante (Spain)

info@celiaruizcalzados.com

www.celiaruizcalzados.com

Licencia AEMPS
fabricante de
Producto Sanitario:
7332-PS



ISO 13485

BUREAU VERITAS
Certification

